

SNB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. (Unipersonal)

Dirección/ Address: C/ Verge de Guadalupe,18; 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Norma de referencia/ Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/ Activity: **Ensayo/ Test**

Acreditación/ Accreditation nº: **1169/LE2347**

Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 30/12/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN/ SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev/Ed 12 fecha / Date 30/05/2025)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

Ensayos Toxicológicos

Toxicological tests

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>																														
Orina <i>Urine</i>	<p>Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tandem:</p> <p><i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Sustancia/ Substance</th> <th style="width: 40%;">LOQ ng/mL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Morfina/ Morphine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Codeína/ Codeine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>6-MAM (6-monoacetyl morfina)/ 6-MAM (<i>6-monoacetyl morphine</i>)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Anfetamina/ Amphetamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Metanfetamina/ Methamphetamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4-<i>methylene dioxyamphetamine</i>)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4-<i>methylene dioxy methamphetamine</i>)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4-<i>methylene dioxyethylamphetamine</i>)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Cocaína/ Cocaine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Benzolecgonina/ Benzoylecgonine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Metadona/ Methadone</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Ketamina/ Ketamine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>LSD (dieltilamida del ácido lisérgico)/ LSD (<i>Lysergic Acid Diethylamide</i>)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL	Morfina/ Morphine	25	Codeína/ Codeine	25	6-MAM (6-monoacetyl morfina)/ 6-MAM (<i>6-monoacetyl morphine</i>)	10	Anfetamina/ Amphetamine	25	Metanfetamina/ Methamphetamine	25	3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- <i>methylene dioxyamphetamine</i>)	25	3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4- <i>methylene dioxy methamphetamine</i>)	25	3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4- <i>methylene dioxyethylamphetamine</i>)	25	Cocaína/ Cocaine	25	Benzolecgonina/ Benzoylecgonine	25	Metadona/ Methadone	25	Ketamina/ Ketamine	25	LSD (dieltilamida del ácido lisérgico)/ LSD (<i>Lysergic Acid Diethylamide</i>)	5	11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)	10	<p>Procedimiento interno Internal procedure</p> <p>LCMS-0002 Rev. 9</p> <p>LCMS-0009 Rev. 9</p>
Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL																															
Morfina/ Morphine	25																															
Codeína/ Codeine	25																															
6-MAM (6-monoacetyl morfina)/ 6-MAM (<i>6-monoacetyl morphine</i>)	10																															
Anfetamina/ Amphetamine	25																															
Metanfetamina/ Methamphetamine	25																															
3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- <i>methylene dioxyamphetamine</i>)	25																															
3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ 3,4-MDMA (3,4- <i>methylene dioxy methamphetamine</i>)	25																															
3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilamfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4- <i>methylene dioxyethylamphetamine</i>)	25																															
Cocaína/ Cocaine	25																															
Benzolecgonina/ Benzoylecgonine	25																															
Metadona/ Methadone	25																															
Ketamina/ Ketamine	25																															
LSD (dieltilamida del ácido lisérgico)/ LSD (<i>Lysergic Acid Diethylamide</i>)	5																															
11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahidrocannabinol)/ 11-nor-carboxi-delta-9- THC (11-nor-carboxi-d9-tetrahydrocannabinol)	10																															

*ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation
 ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)*

Código Validación Electrónica: 3M442639F929709290. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es. La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>																														
Orina <i>Urine</i>	<p>Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tandem:</p> <p><i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i></p> <table> <thead> <tr> <th>Sustancia/ Substance</th> <th>LOQ ng/mL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alprazolam/ Alprazolam</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Lorazepam/ Lorazepam</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Oxazepam/ Oxazepam</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nordiazepam/ Nordiazepam</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Diazepam/ Diazepam</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Tramadol/ Tramadol</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Cocaetilo/ Cocaethyl</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Fenciclidina/ Phencyclidine</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>7-aminoclonazepam/ 7-aminoclonazepam</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>7-aminoflunitrazepam/ 7-aminoflunitrazepam</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Amitriptilina/ Amitriptyline</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Zolpidem/ Zolpidem</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Difenhidramina/ Diphenylhydramine</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL	Alprazolam/ Alprazolam	25	Lorazepam/ Lorazepam	25	Oxazepam/ Oxazepam	25	Nordiazepam/ Nordiazepam	25	Diazepam/ Diazepam	25	Tramadol/ Tramadol	25	Cocaetilo/ Cocaethyl	25	Fenciclidina/ Phencyclidine	25	Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene	25	7-aminoclonazepam/ 7-aminoclonazepam	25	7-aminoflunitrazepam/ 7-aminoflunitrazepam	25	Amitriptilina/ Amitriptyline	25	Zolpidem/ Zolpidem	25	Difenhidramina/ Diphenylhydramine	25	<p>Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i></p> <p>LCMS-0002 Rev. 9</p> <p>LCMS-0009 Rev. 9</p>
Sustancia/ Substance	LOQ ng/mL																															
Alprazolam/ Alprazolam	25																															
Lorazepam/ Lorazepam	25																															
Oxazepam/ Oxazepam	25																															
Nordiazepam/ Nordiazepam	25																															
Diazepam/ Diazepam	25																															
Tramadol/ Tramadol	25																															
Cocaetilo/ Cocaethyl	25																															
Fenciclidina/ Phencyclidine	25																															
Dextropropoxifeno/ Dextropropoxyphene	25																															
7-aminoclonazepam/ 7-aminoclonazepam	25																															
7-aminoflunitrazepam/ 7-aminoflunitrazepam	25																															
Amitriptilina/ Amitriptyline	25																															
Zolpidem/ Zolpidem	25																															
Difenhidramina/ Diphenylhydramine	25																															

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	
		LOQ ng/mL (SALIVA)/ (Saliva)	LOQ ng/mL (SANGRE)/ (blood)
Saliva (directa o saliva en tampón)	Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tandem		
Sangre total			
<i>Saliva (direct or saliva in buffer)</i>	<i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i>		
<i>Blood</i>			
Morfina/ <i>Morphine</i>	1	2	
Codeína/ <i>Codeine</i>	1	2	
6-MAM (6-monoacetyl morfina)/ 6-MAM (6-monoacetyl morphine)	2	2	
Heroína/ <i>Heroin</i>	2	2	
Anfetamina/ <i>Amphetamine</i>	1	2	
Metanfetamina/ <i>Methamphetamine</i>	1	2	
3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina)/ 3,4-MDA (3,4- <i>Methylenedioxymethamphetamine</i>)	2	2	
3,4-MDMA (3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)/ <i>Methylenedioxymethamphetamine</i>)	2	2	
3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina)/ 3,4-MDEA (3,4- <i>Methylenedioxymethylamphetamine</i>)	2	2	
Cocaína/ <i>Cocaine</i>	1	2	
Benzoilegonina/ <i>Benzoyleconine</i>	1	2	
Metadona/ <i>Methadone</i>	2	2	
Ketamina/ <i>Ketamine</i>	2	2	
LSD (dietilamida del ácido lisérgico)/ LSD (<i>Lysergic Acid Diethylamide</i>)	2	2	
d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol)/ d9-THC (<i>d9-tetrahydrocannabinol</i>)	1	2	
7-amino-flunitrazepam/ 7-amino-flunitrazepam	2	2	
7-amino-clonazepam/ 7-amino-clonazepam	1	2	
Alprazolam/ <i>Alprazolam</i>	2	2	
Diazepam/ <i>Diazepam</i>	1	2	
Lorazepam/ <i>Lorazepam</i>	2	2	
Oxazepam/ <i>Oxazepam</i>	2	2	
Nordiazepam/ <i>Nordiazepam</i>	1	2	
Tramadol/ <i>Tramadol</i>	1	2	
Cocaetilo/ <i>Cocaethyl</i>	2	2	
Fenciclidina/ <i>Phencyclidine</i>	2	2	
Dextropropoxifeno/ <i>Dextropropoxyphene</i>	1	2	
Zolpidem/ <i>Zolpidem</i>	1	2	
Amitriptilina/ <i>Amitriptyline</i>	1	2	
Difenhidramina/ <i>Diphenhydramine</i>	2	2	
Oxicodona/ <i>Oxycodone</i>	2	2	

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>																																																																
Pelo <i>Hair</i>	<p>Determinación cuantitativa de sustancias de abuso mediante cromatografía líquida ultrarrápida de alta resolución con detección de espectrometría de masas en tandem</p> <p><i>Quantitative determination of substances of abuse through ultrafast high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection</i></p> <table border="1" data-bbox="377 653 1235 1963"> <thead> <tr> <th data-bbox="377 653 1235 720">Sustancia/Substance</th><th data-bbox="1160 653 1235 720">LOQ pg/mg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="377 720 1235 788">3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxymphetamine)</td><td data-bbox="1160 720 1235 788">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 788 1235 855">3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxethylamphetamine)</td><td data-bbox="1160 788 1235 855">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 855 1235 923">3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)</td><td data-bbox="1160 855 1235 923">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 923 1235 968">7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam</td><td data-bbox="1160 923 1235 968">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 968 1235 1012">7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam</td><td data-bbox="1160 968 1235 1012">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1012 1235 1057">Alprazolam / Alprazolam</td><td data-bbox="1160 1012 1235 1057">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1057 1235 1102">Amitriptilina / Amitriptyline</td><td data-bbox="1160 1057 1235 1102">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1102 1235 1147">Anfetamina / Amphetamine</td><td data-bbox="1160 1102 1235 1147">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1147 1235 1192">Benzilecgonina / Benzoylecgonine</td><td data-bbox="1160 1147 1235 1192">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1192 1235 1237">Buprenorfina / Buprenorphine</td><td data-bbox="1160 1192 1235 1237">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1237 1235 1282">Clonazepam / Clonazepam</td><td data-bbox="1160 1237 1235 1282">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1282 1235 1327">Cocaetilo / Cocaethyl</td><td data-bbox="1160 1282 1235 1327">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1327 1235 1372">Cocaína / Cocaine</td><td data-bbox="1160 1327 1235 1372">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1372 1235 1417">Codeína / Codeine</td><td data-bbox="1160 1372 1235 1417">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1417 1235 1462">d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol) / d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)</td><td data-bbox="1160 1417 1235 1462">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1462 1235 1507">Dextropopoxifeno / Dextropropoxyphene</td><td data-bbox="1160 1462 1235 1507">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1507 1235 1551">Diazepam / Diazepam</td><td data-bbox="1160 1507 1235 1551">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1551 1235 1596">Difenhidramina / Diphenhydramine</td><td data-bbox="1160 1551 1235 1596">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1596 1235 1641">Fenciclidina / Phencyclidine</td><td data-bbox="1160 1596 1235 1641">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1641 1235 1686">Heroína / Heroin</td><td data-bbox="1160 1641 1235 1686">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1686 1235 1731">Ketamina / Ketamine</td><td data-bbox="1160 1686 1235 1731">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1731 1235 1776">Lorazepam / Lorazepam</td><td data-bbox="1160 1731 1235 1776">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1776 1235 1821">LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</td><td data-bbox="1160 1776 1235 1821">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1821 1235 1866">Metadona / Methadone</td><td data-bbox="1160 1821 1235 1866">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1866 1235 1911">Metanfetamina / Methamphetamine</td><td data-bbox="1160 1866 1235 1911">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1911 1235 1956">Morfina / Morphine</td><td data-bbox="1160 1911 1235 1956">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 1956 1235 2001">Nordiazepam / Nordiazepam</td><td data-bbox="1160 1956 1235 2001">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 2001 1235 2046">Oxazepam / Oxazepam</td><td data-bbox="1160 2001 1235 2046">40</td></tr> <tr><td data-bbox="377 2046 1235 2091">Oxicodona / Oxycodone</td><td data-bbox="1160 2046 1235 2091">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 2091 1235 2135">Tramadol / Tramadol</td><td data-bbox="1160 2091 1235 2135">80</td></tr> <tr><td data-bbox="377 2135 1235 2180">Zolpidem / Zolpidem</td><td data-bbox="1160 2135 1235 2180">40</td></tr> </tbody> </table>	Sustancia/Substance	LOQ pg/mg	3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxymphetamine)	80	3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxethylamphetamine)	80	3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	80	7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam	40	7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam	40	Alprazolam / Alprazolam	40	Amitriptilina / Amitriptyline	80	Anfetamina / Amphetamine	80	Benzilecgonina / Benzoylecgonine	80	Buprenorfina / Buprenorphine	80	Clonazepam / Clonazepam	40	Cocaetilo / Cocaethyl	80	Cocaína / Cocaine	80	Codeína / Codeine	80	d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol) / d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)	40	Dextropopoxifeno / Dextropropoxyphene	80	Diazepam / Diazepam	40	Difenhidramina / Diphenhydramine	80	Fenciclidina / Phencyclidine	80	Heroína / Heroin	80	Ketamina / Ketamine	80	Lorazepam / Lorazepam	40	LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	80	Metadona / Methadone	80	Metanfetamina / Methamphetamine	80	Morfina / Morphine	80	Nordiazepam / Nordiazepam	40	Oxazepam / Oxazepam	40	Oxicodona / Oxycodone	80	Tramadol / Tramadol	80	Zolpidem / Zolpidem	40	Procedimiento interno <i>Internal Procedure</i> LCMS-0022 Rev. 4
Sustancia/Substance	LOQ pg/mg																																																																	
3,4-MDA (3,4-metilendioxianfetamina) / 3,4-MDA (3,4-Methylenedioxymphetamine)	80																																																																	
3,4-MDEA (3,4-metilendioxietilanfetamina) / 3,4-MDEA (3,4-methylenedioxethylamphetamine)	80																																																																	
3,4-MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) / 3,4-MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine)	80																																																																	
7-amino-clonazepam / 7-amino-clonazepam	40																																																																	
7-amino-flunitrazepam / 7-amino-flunitrazepam	40																																																																	
Alprazolam / Alprazolam	40																																																																	
Amitriptilina / Amitriptyline	80																																																																	
Anfetamina / Amphetamine	80																																																																	
Benzilecgonina / Benzoylecgonine	80																																																																	
Buprenorfina / Buprenorphine	80																																																																	
Clonazepam / Clonazepam	40																																																																	
Cocaetilo / Cocaethyl	80																																																																	
Cocaína / Cocaine	80																																																																	
Codeína / Codeine	80																																																																	
d9-THC (d9-tetrahidrocannabinol) / d9-THC (d9-tetrahydrocannabinol)	40																																																																	
Dextropopoxifeno / Dextropropoxyphene	80																																																																	
Diazepam / Diazepam	40																																																																	
Difenhidramina / Diphenhydramine	80																																																																	
Fenciclidina / Phencyclidine	80																																																																	
Heroína / Heroin	80																																																																	
Ketamina / Ketamine	80																																																																	
Lorazepam / Lorazepam	40																																																																	
LSD (dietilamida del ácido lisérgico) / LSD (Lysergic Acid Diethylamide)	80																																																																	
Metadona / Methadone	80																																																																	
Metanfetamina / Methamphetamine	80																																																																	
Morfina / Morphine	80																																																																	
Nordiazepam / Nordiazepam	40																																																																	
Oxazepam / Oxazepam	40																																																																	
Oxicodona / Oxycodone	80																																																																	
Tramadol / Tramadol	80																																																																	
Zolpidem / Zolpidem	40																																																																	

PRODUCTO/ MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/ PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>
Sangre total y orina <i>Blood and Urine</i>	Etanol mediante HeadSpace/Cromatografía de Gases con detector de ionización de llama (FID) LOQ = 0,05 g/L <i>Ethanol using HeadSpace / Gas Chromatography with flame ionization detector (FID) LOQ = 0,05 g/L</i>	Procedimiento interno <i>Internal procedure</i> CG-0001 Rev. 9